

Link do produktu: <https://mamywszystko.net/koncentrator-tlenu-led-uniprodo-1-6l-28-90-p-15088.html>

Koncentrator tlenu LED Uniprodo 1-6L 28-90%

Cena brutto	996,93 zł
Cena netto	810,51 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10250436
Kod producenta	10250436
Kod EAN	4062859004277
Sku	1010843

Opis produktu

Kod producenta: **10040314**

Koncentrator tlenu marki Uniprodo został stworzony aby **zredukować symptomy niedotlenienia** organizmu. Przeznaczony jest do użytku domowego. Kilka trybów pracy pomoże dostosować urządzenie do własnych potrzeb. Dzięki regulacji możliwe jest ustawienie przepływów tlenu w **zakresie 1-6 l / min** a także ustawienie **poziomu jego skoncetrowania**. Zbiornik na wodę pomoże zadbać o **odpowiednią wilgotność**. Koncentrator posiada dotykowy **panel LED** do wygodnego ustawienia parametrów tlenoterapii. Komfort użytkowania zapewnia **cicha praca oraz dołączony pilot**. Niewielka waga i konstrukcja urządzenia sprawiają, że łatwo je przetransportować.

Cechy produktu:

- **Uniwersalność** - kilka trybów pracy aby dostosować aparat do własnych potrzeb,
- **Łatwa obsługa** - panel sterowania z ekranem LED oraz pilot
- **Komfort użytkowania** - cicha praca.

Dane techniczne:

- Model - **UNI_OC_100**
- Nr katalogowy - **10250436**
- Stan artykułu - **Nowy**
- Napięcie - **220/110 V**
- Moc - **109 W**
- Materiał obudowy - **ABS**
- Materiał panelu sterowania - **PMA**
- Timer - **Nie**
- Tryb pracy - **1 I-90%, 2 I-60%, 3 I-40%, 4 I-32%, 5 I-30%, 6 I-28%**
- Prędkość - **1-6 l/min**
- Filtr w zestawie - **Tak**
- Emisja hałasu - **45 dB,**
- Lampa nocna - **Nie**
- Blokada rodzicielska - **Nie**
- Długość przewodu - **1,2 m**
- Instrukcja obsługi - **Tak**
- Wymiary (DxSxW) - **25.20 x 14.00 x 22.60 cm**
- Waga - **5.14 kg**
- Wymiary wysyłki (DxSxW) - **33.00 x 21.00 x 32.00 cm**
- Waga wysyłki - **6.37 kg**

W zestawie:

- Koncentrator tlenu
- Przewód zasilający 1,2 m
- Pilot

-
- - Rurka tlenowa z odsysaniem do nosa 2,5 m
 - - Inhalator tlenowy z zaczepem na ucho 3 m
 - - Gąbka
 - - Bezpiecznik 2 A
 - - Instrukcja PL