


Link do produktu: <https://mamywszystko.net/suszarka-stojak-laboratoryjny-do-probowek-z-tacka-ociekowa-na-48-probowek-p-17658.html>



Suszarka stojak laboratoryjny do probówek z tacką ociekową na 48 probówek

Cena brutto	254,55 zł
Cena netto	206,95 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10030767
Kod producenta	10030767
Kod EAN	4062859041166
Sku	1013950

Opis produktu

Kod producenta: **10030767**

Stojak marki Steinberg Systems sprawdzi się do suszenia probówek w laboratoriach chemicznych, biologicznych, biochemicznych, czy podczas badań w szkole czy na uniwersytecie. Wyposażony został w 48 miejsc do suszenia. Nawet w pełni załadowany stojak stoi stabilnie na podstawie. **Tacka ociekowa** o pojemności 0,52 l zapewnia higieniczne użytkowanie bez kontaktu powierzchni roboczej z kapiącymi płynami. Jednocześnie nasadki ochronne z tworzywa sztucznego (PVC) chronią probówki i inne naczynia przed uszkodzeniem. Suszarka jest szczególnie **wytrzymała i trwała**, może służyć do użytku profesjonalnego. Posiada stalową ramę, która dzięki powłoce z tworzywa sztucznego jest łatwa do czyszczenia i odporna na korozję i inne czynniki zewnętrzne.

Cechy produktu:

- - **Pojemność** - 48 uchwytów na probówki, kolby itp.,
- - **Higieniczność** - dzięki tacce ociekowej o pojemności 0,52 l,
- - **Bezpieczeństwo** - nasadki ochronne z PVC,
- - **Trwałość** - solidna stalowa rama zabezpieczona przed korozją powłoką PVC,
- - **Mobilność** - niewielka waga i poręczny rozmiar są idealne do wygodnego ustawiania na stole lub powierzchni roboczej.

Parametry techniczne:

- - Model - **SBS-LA-32**
- - Kod producenta - **10030767**
- - Stan produktu - **Nowy**
- - Uchwyt - **48**
- - Pojemność [l] - **0,52**
- - Materiał - **Rama: stal (pokryta PVC) / nakładki ochronne: tworzywo sztuczne (PVC)**
- - Wbudowana poziomica - **Nie**
- - Wymiary (DxSxW) [cm] - **35 x 14 x 52**
- - Waga [kg] - **1,35**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - **54 x 37.5 x 18**
- - Waga wysyłki [kg] - **2,2**

W zestawie:

- - Suszarka do probówek
- - Instrukcja obsługi