

Link do produktu: <https://mamywszystko.net/podnóżek-kosmetyczny-do-pedicure-regulowana-wysokosc-do-67-cm-do-80-kg-czarny-p-17713.html>



Podnóżek kosmetyczny do pedicure regulowana wysokość do 67 cm do 80 kg - czarny

Cena brutto	153,90 zł
Cena netto	125,12 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	10040497
Kod producenta	10040497
Kod EAN	4062859059215
Sku	1014006

Opis produktu

Kod producenta: **10040497**

Podnóżek do pedicure marki Physa sprawdzi się doskonale w salonie kosmetycznym, studiu tatuażu, salonie manicure i pedicure, spa a także w domowym zaciszu do podpierania nóg w czasie różnego rodzaju zabiegów.

Podnóżek ma wymiary **24 x 22 cm**. Regulowany jest w zakresie **470 - 670 mm** pokrętłem pod siedziskiem. Wykonany został z wysokiej jakości materiałów, takich jak stal i skóra syntetyczna. Jest bardzo **stabilny**, na stopach ma antypoślizgowe nakładki i wytrzymuje obciążenie do **80 kg**. Tapicerka ze skóry syntetycznej jest bardzo wytrzymała, łatwa do czyszczenia i konserwacji a także odporna na działanie płynów i kurzu.

Cechy produktu:

- - **Wygoda** - podnóżek o wymiarach 24 x 22 cm i grubości 6,5 cm,
- - **Dopasowany** - wysokość regulowana w zakresie 470 - 670 mm,
- - **Trwałość** - wytrzymały z nośnością do 80 kg,
- - **Łatwa pielęgnacja** - obicie ze skóry syntetycznej PVC,
- - **Design** - atrakcyjny wygląd.

Parametry techniczne:

- - Model - **PHYSA FR-6**
- - Kod producenta - **10040497**
- - Stan produktu - **Nowy**
- - Kolor - **Czarny**
- - Materiał - **Skóra PVC gąbka, klejka, stalowy stojak**
- - Maksymalne obciążenie [kg] - **80**
- - Mechanizm podnoszenia - **Ręczny**
- - Regulacja wysokości [mm] - **470-670**
- - Materiał tapicerki - **Skóra PVC**
- - Materiał wypełniający siedzenie - **Pianka**
- - Wymiary siedzenia [cm] - **24 x 22**
- - Długość nóżek / średnica podstawy [mm] - **315 x 335**
- - Wymiary (DxSxW) [cm] - **32 x 33.5 x 66**
- - Waga [kg] - **2,3**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) [cm] - **38 x 12 x 36**
- - Waga wysyłki [kg] - **2,7**

W zestawie:

- - Podnóżek do pedicure
- - Instrukcja obsługi

